

# ● MaP1000/2000 シリーズ 消耗品 S-14



シグナゲル	15-25m/1	1本 250g
シグナゲル	15-25m/4	4本/組
シグナゲル	15-25m/6	6本/組
シグナゲル	15-25m12	12本/組

シグナゲルは、生体電気現象の測定の際に利用できる導電性ゲルです。透明でゼリー状のゲルでディスプレイ電極の電極部への補充だけでなく、ドライ電極にも使用して電氣的に安定度を高めることができます。

アクティブ電極、銀棒双極電極、ウエットタイプのゼリー補充、ソリッドタイプにも中心部分にほんの少し塗布することでより安定した計測を実現します。各種脳波キャップのゲルとしても利用できます。

リユースタイプの皿電極で筋電図を測定されるときに利用されますと振動や動きのアーティファクトを軽減できる場合があります。頭髪のある部位への脳波電極としてのご利用はお勧めできません。Ten20などのペースト状のタイプをお勧めします。

電気生理計測をされる方々、全てにお勧めできる1本です。

(添付書類から抜粋 左:日本語 右:英語)

JA

Signigel® 電極ゲル

**使用方法:**

**説明**

Signigel電極ゲルは、非無菌性、多目的性、導電性、水溶性、非染色性でざらつきのない電極ゲルです。静菌性です。

**取扱説明書**

Signigelは、心電図、除細動、バイオフィードバック、筋電図検査を含むすべての電気医用手技に推奨されています。

**警告**

・パラベンに対する皮膚アレルギーの既往歴があることが分かっている患者には使用しないでください。

**術前注意**

・ 損傷を受けていない皮膚への外用専用製品です。  
 ・ パッケージに破損または汚染の形跡がある場合は、製品を廃棄してください。  
 ・ 製品の汚染を避けるため、チューブ容器の先端部は患者、スタッフ、または器具に接触させないでください。

**使用方法**

電気医用装置でSignigelを使用する方法については、その製品のメーカーにより提供された取扱説明書を参照してください。Signigelは水溶性で、湿らせた柔らかい布を使用してふき取ることができます。

**取り扱い方法**

特別な取り扱い方法は必要ありません。Signigelは非可燃性および非腐食性です。

**保管**

直射日光を避けてください。

**廃棄**

非有害廃棄物の廃棄に関するすべての連邦、州、地域の規制に従ってください。

EN

Signigel® Electrode Gel

**Instructions for Use:**

**Description**

Signigel Electrode Gel is a non-sterile, multipurpose, electrically conductive, water-soluble, non-staining, non-gritty electrode gel. It is bacteriostatic.

**Indications for Use**

Signigel is recommended for all electromedical procedures including ECG, defibrillation, biofeedback and EMG.

**Warnings**

• Do not use on patients with a known history of skin allergies to parabens.

**Precautions**

• For external use only on intact, unbroken skin.  
 • Discard product if package is damaged or evidence of contamination is present.  
 • To avoid contamination of product, the tube container tips should not come into contact with patient, staff or instruments.

**Directions for Use**

Refer to the Instructions For Use provided by the manufacturer of the electromedical device being used for information on how Signigel should be used with their product. Signigel is water soluble, and can be removed using a moistened soft cloth.

**Handling**

No special handling required. Signigel is non-flammable and non-corrosive.

**Storage**

Protect product from direct sunlight.

**Disposal**

Follow all federal, state, and local regulations for non-hazardous waste disposal.



ニホンサンテック株式会社

〒545-0032 大阪市阿倍野区晴明通9番40号

<http://www.santeku-map.com/>

Tel 06-6652-5984 Fax 06-7850-3671

NST-MaP\_HK#190805