

## ● MaP1000/MaP2000 シリーズ 消耗品 S-10-1a



ノイカットシート 44552m

<仕様>

大きさ 幅 85×180(cm)

アースコード 3 (m) 両ワニ口タイプ 1本付

ノイカットシート 44552m は、生体信号の計測時に電磁波障害を取り除いたり、電界の有無を調べるために利用するものです。導電性の繊維から製造され薄くしなやかなものとなっています。

一般的には、シールドマットと呼ばれているものですが、ノイカットシート 44552m は薄くしなやかなものなので、被験者を覆う、被験者の下に敷く等状況に応じたご利用により、被験者と見えない電磁波を遮断することで、よりきれいな生体信号をとることが出来ます。

また、数枚組み合わせてのご利用で、時間や費用を削減した簡易シールドルームを作ることも可能です。